

DressBuddy KOMBI-PÅ/AV

Beregnet for å ta på og av korte og lange kompresjonsstrømper med åpen og lukket tå.

De gule kulene brukes til påføring og de blå kulene brukes til avtaking.

Rettet mot brukere som trenger hjelp til å få kompresjonsstrømper

på og av og som ikke kan bøye seg frem og strekke seg ned

til føttene, eller brukere som har redusert kraft i enten

armer eller bein. Det er mulig å ta kompresjons-

strømper av og på med en hånd Settet inneholder

friksjonsplate og glidestykke som tilbehør.



			Person mål		Stativ mål	
			Personhøyde cm	Leggomkrets cm	Bredde cm	Lengde cm
	1000	SETT - 3 deler - KOMBI - KORT	Opp til 160	Opp til 40	16	55
	1001	SETT - 3 deler - KOMBI - MELLEM	160 - 185	Opp til 40	16	60
	1002	SETT - 3 deler - KOMBI - LANG	Over 185	Opp til 40	16	70
	1003	SETT - 3 deler - KOMBI - KORT OG BRED	Opp til 160	Over 40	19	55
	1004	SETT - 3 deler - KOMBI - MEDIUM OG BRED	160 - 185	Over 40	19	60
	1005	SETT - 3 deler - KOMBI - LANG OG BRED	Over 185	Over 40	19	70

	2000	ENKELT - KOMBI - KORT	Op til 160	Op til 40	16	55
	2001	ENKELT - KOMBI - MELLEM	160 - 185	Op til 40	16	60
	2002	ENKELT - KOMBI - LANG	Over 185	Op til 40	16	70
	2003	ENKELT - KOMBI - KORT OG BRED	Op til 160	Over 40	19	55
	2004	ENKELT - KOMBI - MELLEM OG BRED	160 - 185	Over 40	19	60
	2005	ENKELT - KOMBI - LANG OG BRED	Over 185	Over 40	19	70

Materiale: Rustfritt stål.

Rengøring: DressBuddy kan vaskes med sprit, i autoklave eller ved håndvask.

Slip-Fot og friksjonsplate kan vaskes med hånd ved max 30°C.



Youtube
Video

Påtaking



- 1.** Legg friksjonsplaten på gulvet mellom føttene.




- 6.** Før foten inn i strømpen og press ned inntil kantbåndet kommer opp omkring hælen



- 2.** Legg DressBuddy'en på lårene med de gule kulene opp og med strømpens hæl opp..



- 7.** Trekk strømpen halvt opp på leggen



- 3.** Sett strømpens kantbånd på én kule om gangen.



- 8.** Skyv hælen fremover på friksjonsplaten med små korte rykk, så strømpen kommer på plass ved hælen.



- 4.** Putt glidestykke ned i strømpen. Bruk den smale ende på glidestykke



- 9.** Trekk i DressBuddy stativet inntil strømpen er helt på.



- 5.** Plasser DressBuddy stativet vinkelrett på friksjonsplaten.



- 10.** Ta kantbåndet av kulene og trekk i den del av slippen, som vender vekk fra huden.

Avtaking



1. Hælen hviler naturlig på friksjonsplaten.



2. Sett de blå kulene på DressBuddy stativet innfor kantbåndet bak på leggen



3. Skyv stativet ned langs benet så langt det er mulig og hold den fast på friksjonsplaten.



4. Trekk benet inn mot deg selv, inntil strømpen sitter nede ved ankelen.



5. Skyv hælen mot friksjonsplaten med små korte rykk, inntil strømpen glir av.

Hvem er vi?

Ronda AS er leverandør av hjelpemidler til det norske markedet. I tillegg til ganghjelpemidler på avtale med NAV, er Ronda en samarbeidspartner til Danish Care Supply, som er én av Danmarks ledende leverandører av hverdagshjelpemidler til private brukere, institusjoner og kommuner. Det handler om hjelpemidler, som kan anvendes i forhold til på – og avkledning, utstyr til kjøkkenet, spisebestikk, personlig pleie, trening o.s.v.

I tillegg har vi utstyr som kan avlaste assistenter og hjemmehjelpere i deres arbeid med brukere. Etter lang erfaring med levering av hjelpemidler, vil Ronda kunne gi råd og veiledning i valg og bruk av utstyret i vårt sortiment.

Tips og triks

Påtaking

1. Hvis brukeren ikke kan tre strømpen over de gule kulene --> Bruk en connector som kan samle kulerne og gjøre stativet smalere.



2. Hvis brukeren har problemer med å få foten helt ned i strømpen --> Skyldes det ofte at de gule kulene sitter for langt nede eller for langt fremme i strømpen, dermed minsker elastisiteten. Husk at de gule kulene skal sitte på kantbåndet for størst mulig elastisitet.




3. Hvis brukeren ikke kan få foten ned i strømpen f.eks. pga. for lite kraft i bena, eller har nedsatt bevegelse i fotleddet --> Anbefaler vi å prøve DressBuddy påtaker, ettersom den kan anvendes av brukere, som ikke kan vinkle fotleddet.



Avtaking

1. Hvis brukeren har sårbar hud --> Lag en fold på strømpen ved avtagning, så kulene ikke kommer i berøring med huden.



2. Hvis brukeren har problem med å få foten ut av strømpen skyldes det ofte, at de blå kulene sitter for langt nede i strømpen og for langt fremme på benet. Dermed minskes elastisiteten. Husk at de blå kulene skal sitte på kantbåndet for å få størst mulig elastisitet (bilde).



3. Hvis brukeren har vanskelighet med å bruke friksjonsplaten, p.g.a. for lite krefter i foten, eller problem med å koordinere bevegelse -- kan man prøve DressBuddy avtaker, som har hjul. Se bilde.

