

UNI-BAG – urinbag

for både menn og kvinner

UNI-BAG er den perfekte erstatning for bekken og urinflaske

Sykehus – Ambulansse – Sykehjem – institusjon

UNI-BAG



UNI-BAG

er en urinbeholder med en anatomisk formet trakt som er lett å bruke både for menn og kvinner.

Enkel å bruke

UNI-BAG består av trakt med en jevn overflate som gjør det lett å få vesken i beholderen. Beholderen er en engangs-polyetylen (PE)pose som kan romme opptil 1,5 liter.

Måleskala viser mengde i posen.



Posen har en enveisventil som stopper utløpet av urin, samt spredning av ubehagelig lukt. Derfor er det ikke nødvendig å tømme og evt. fjerne urinbeholderen umiddelbart etter bruk.

P-BAG kan tømmes når den er full eller etter 24 timers bruk.

Håndtaket på beholderen gjør det enkelt å henge den på en sengekant el.l.

UNI-BAG (trakt og pose) er produsert av miljøvennlig plastpolyetylen (PE). Dette betyr at UNI-BAG kan kastes som vanlig søppel eller brennes. Hvis den brennes, frigjør den 65% H₂O (vanndamp) og 35% CO₂ (karbondioksid).

